



GAMA IMPLANTOLOGÍA



BIOTECH DENTAL



Kontakt™



AFNOR Cert. 73017

Implante Kontakt™

Elija versatilidad,
maximice los resultado
estéticos

Titanio Grado V
Superficie arenada
conexión cono morse
Indexación STSystem® patentada

BENEFICIOS

- Todo tipo de edentulismo, todo tipo de huesos.
- Especial para casos de colocación inmediata y carga inmediata.
- Disponible en **5 diámetros**:
3 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4mm.
- Disponible en **9 longitudes**:
6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 20 mm /
22 mm / 24 mm.

Kontakt™ N



Implante Kontakt™ N

Mejora de la osteointegración
y reducción del tiempo
de tratamiento

Titanio Grado V
Superficie nanoestructurada
conexión con morse
Indexación STSystem® patentada

BENEFICIOS

- Todo tipo de edentulismo, todo tipo de huesos.
- Especial para caso de colocación inmediata y carga inmediata.
- Superficie altamente hidrofílica a favor de la remineralización ósea.
- Disponible en **5 diámetros**:
3 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4 mm.
- Disponible en **6 longitudes**:
6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm.

Kontakt™ S



Implante Kontakt™ S


Eficacia y rendimiento
para un resultado óptimo
en caso de alta densidad ósea

Titanio Grado IV (T60)
Superficie arenada y grabada
conexión como morse
Indexación STSystem® patentada

BENEFICIOS

- Colocación en hueso de alta densidad tipo D1/D2.
(Uso del implante Kontakt™ S+ en caso de hueso de baja densidad tipo D3/D4).
- Disponible en **5 diámetros**:
3 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4 mm.
- Disponible en **6 longitudes**:
6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm.
- Certificado CleanImplant.

Kontakt™ S+



AFNOR Cert. 73017

Implante Kontakt™ S+


Eficacia y rendimiento
para un resultado óptimo
en caso de baja densidad ósea

Titanio Grado IV (T60)
Superficie arenada y grabada
conexión cono morse
Indexación STSystem® patentada

BENEFICIOS

- Colocación en hueso de baja densidad tipo D3/D4.
(Uso del implante Kontakt™ S en caso de hueso de baja densidad tipo D1/D2).
- Con grandes alas roscadas que mejoran la estabilidad primaria y la osteointegración.
- Especial para colocación de extracción inmediata.
- Disponible en **2 diámetros de cuerpo**: 3,6 mm y 4,2 mm
y **4 diámetros exteriores**: 4 mm / 4,5 mm / 5 mm / 5,5 mm.
- Disponible en **3 longitudes**:
8 mm / 10 mm / 12 mm.

Kontakt™ MB



AFNOR Cert. 72017

Implante Kontakt™ MB


Optimización del espacio biológico y conservación del conjunto osteo-mucoso

Titanio Grado IV (T60)
Superficie arenada y grabada
Conexión externa con pilar cónico MUA
(Pilar Multi-Unit)

BENEFICIOS

- Implante monobloque con cuello cóncavo transmucoso y anodizado rosa.
- Dedicado a cirugías únicas y restauraciones atornilladas.
- Pilar cónico universal integrado, de diámetro estándar para prótesis atornillada.
- Resistencia mecánica óptima.
- Disponible en **5 longitudes**: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm.
- Disponible en **5 diámetros de cuerpo**: 2,75 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4 mm.
- Disponible en **2 alturas gingivales**: 1,8 / 2,8 mm.

Kontakt™ PL



Implante Kontakt™ PL

Armonía perfecta
entre biología
y estética

Titanio Grado IV (T60)
Superficie arenada y grabada
conexión cono morse
Indexación STSystem® patentada

BENEFICIOS

- Implante transgingival.
- Manejo óptimo de los tejidos blandos, optimización del espacio biológico y estabilidad tisular.
- Fase protésica más fácil.
- Cuello anodizado rosa, talla S, M, L, XL.
- Disponible en **3 diámetros**: 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm.
- Disponible en **5 longitudes**: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm.

SISTEMA DE IMPLANTE KONTACT™

simple, cómodo y eficiente

Kit quirúrgico



Un **único kit quirúrgico** para toda la gama de implantes Kontakt™*

BENEFICIOS

- ✓ **Compacto** para un mínimo requerimiento de espacio y un almacenamiento óptimo.
- ✓ **Cómodo** con una apertura sencilla y rápida, para facilitar el acceso a los instrumentos.
- ✓ **Rápida** y fácil identificación de los instrumentos gracias a la clasificación por colores.
- ✓ **Fácil de usar e intuitivo:** fresas escalonadas y protocolo simplificado.
- ✓ **Totalmente extraíble** para una descontaminación completa en autoclave.

*Excepto para la gama de implantes Kontakt™ W que tienen su propio kit quirúrgico específico y gama protésica.

Kit de cirugía guiada



Un **único kit de cirugía guiada** para toda la gama de implantes Kontakt™*

BENEFICIOS

- ✓ **Compatible** con los principales software de cirugía guiada.
- ✓ **Compacto** para un mínimo requerimiento de espacio y un almacenamiento óptimo.
- ✓ **Práctico** sin cucharas ni topos.
- ✓ **Intuitivo:** instrumentos y bandeja con códigos de colores para una fácil y rápida identificación y un procedimiento de fresado claro y preciso.
- ✓ **Totalmente extraíble** para una descontaminación completa en autoclave.

*Excepto para la gama de implantes Kontakt™ W que tienen su propio kit quirúrgico específico y gama protésica.



BIOTECH DENTAL

Creating a world of smiles

MADE IN FRANCE

Avenida Juan Caramuel, 1
Parque Científico Leganés Tecnológico
28919 - Leganés (Madrid) - España

Tel.: +34 911 930 210

biotech-spain@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com

Biotech Dental - 305, Allées de Craonne - 13300 Salon-de-Provence, Francia. Una sociedad limitada por acciones simplificada (S.A.S.) con un capital de 24.866.417 €. Registro Mercantil y de Sociedades de Salon de Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - Número de IVA: FR 31 79 500 13 04. Kontakt™ / Kontakt™ S / Kontakt™ S+ / Kontakt™ N / Kontakt™ PL / Kontakt™ MB / Kontakt™ W; fabricado por: Biotech Dental. Dispositivos médicos de clase I, IIa y IIb. CE0459. Zeramex XT. Representante autorizado: Dentalpoint Germany GmbH. Dispositivos médicos de clase I, IIa, IIb dedicados a la implantología dental. CE0050. Kit quirúrgico: ensamblado por Biotech Dental. Este sistema es un conjunto de dispositivos médicos. Todos estos dispositivos médicos deben ser utilizados por profesionales de la salud calificados y capacitados. Todas las marcas están bajo la responsabilidad de sus respectivos fabricantes. Lea las instrucciones cuidadosamente. Sin reembolso de la seguridad social francesa. Visuales no contractuales. No tire basura en las áreas públicas. Impreso por VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 12140 Miramas - Francia.