

BIOTECH DENTAL
EQUIPMENT



RAYFace

Una solución innovadora

Escaneo One-Shot

¡Abre la puerta a infinitas posibilidades!

- ▶ Captura de imágenes frontales y laterales en 0,5 segundos
- ▶ Revisa diferentes capturas (natural, forzada, con retractores, etc.)
- ▶ Determina con precisión todo el corredor bucal para tus proyectos estéticos




Alineación automática

¡Crea un avatar 3D en solo unos minutos!

- ▶ Ajusta tus modelos para que coincidan con los diseños de referencia
- ▶ Vincula automáticamente los avatares, impresiones ópticas y la Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT)
- ▶ Observa el movimiento de dientes y raíces



Face driven



Consultas

- Simplifica la comunicación con tus pacientes
- Diseño inmediato de sonrisas 3D



Diagnóstico

- Creación automática de puntos de referencia para un diagnóstico preciso y rápido
- Los movimientos de los dientes y raíces se pueden observar mediante segmentación



Comunicación

- Comunicación interactiva con el paciente
- Comunicación fluida con el laboratorio

Múltiples Integraciones



Especificaciones

Escáner	Nombre	RFS200
	Dimensiones (P x A x D)	808 x 390 x 552 mm
	Peso	9,5kg
	Área de escaneo	220 x 300 mm
	Tipo de escaneo	Luz blanca/azul
	Resolución	1440 x 1080
	Textura	24 bit color real
	Transferencia de imágenes	LAN
	Fuente lumínica	LED blanco
	Fuente de alimentación	100 ~ 240V 50/60Hz 2.0A
Kit de Calibración	Dimensiones (P x A x D)	198 x 246,3 x 565,5 mm
	Peso	2,5Kg



Requisitos de sistema

	Requisitos mínimos
CPU (portátil)	Intel Core 17-10800H
CPU (Torre)	Intel Core 17-10700
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB
RAM	32GB
Almacenamiento	1TB SSD
Monitor	1920 x 1080
USB	2 x USB port 2.0
LAN	1Gbps Ethernet
OS	Microsoft Windows® 10 x 64 Microsoft Windows® 11 x 64

Distribuido por

BIOTECH DENTAL
EQUIPMENT

Tel.: (+34) 91 085 85 40

info-spain@biotech-dental.com

www.biotech-dental-spain.com