




IMPLANTOLOGY

motor systems
by Bien-Air

PURE SIMPLICITY

SWISS  MADE



NEW BIOPOWER

NEW BIOPOWER





BIOPOWER

BIOTECH DENTAL

1 2 3 4 5 20:1

20 rpm 35.0 Ncm Max

SR IM      

NEW BIOPOWER

Simplicidad. Esa es la palabra clave de la nueva gama de motores de implantología desarrollada por Bien-Air Dental.

Desde la concepción de los dos sistemas, todo se ha pensado para facilitar su uso, hasta el más pequeño detalle.

SWISS  MADE



PRECISIÓN ABSOLUTA

Gracias a un sistema electrónico de alta precisión, el par seleccionado en la consola se corresponde exactamente con el par obtenido a la salida del instrumento*. Por tanto, no se requiere ninguna calibración adicional. Es tan sencillo como parece.

SECUENCIAS OPERATORIAS PREPROGRAMADAS

Gracias a las secuencias operatorias preprogramadas, puede realizar sus intervenciones en un tiempo mínimo. En función de los datos clínicos del paciente, determine el número de secuencias necesarias para realizar su intervención: 3, 4 o 5. A continuación, se muestran automáticamente los parámetros para cada etapa. Ahora ya puede realizar su operación.

* Según los ensayos efectuados en el laboratorio de investigación de Bien-Air Dental, los valores de par mostrados en los sistemas Bien-Air Dental son considerablemente más precisos (margen de error de +/- 5 %) que los mostrados en otros sistemas de la competencia (margen de error de +/- 10 %).

NEW BIOPOWER

IMPLANTOLOGY
motor system

PURE SIMPLICITY



NAVEGACIÓN INTUITIVA

Gracias a su botón de mando único, la navegación se convierte en un juego de niños. Gire el botón para desplazarse por los menús y a continuación valide su elección mediante una simple presión. ¿Ha dicho simplicidad ?



SIMPLE, INCLUSO EN EL MANTENIMIENTO

El botón de mando puede retirarse con facilidad de la consola para su esterilización. Además, la zona de control está protegida por un vidrio de alta resistencia y fácil de limpiar. La simplicidad también se esconde en los detalles.



INTERFAZ CLARA Y CONCISA

La pantalla, sobria y sencilla, le permite acceder de un solo vistazo a toda la información esencial para el desarrollo óptimo de la intervención: tipo de instrumentos, velocidad, par, caudal de irrigación y sentido de giro.

NEW BIOPOWER

Como dentista generalista o especialista en implantología, ¿busca una solución sencilla, rápida y eficaz para sus intervenciones de implantología? BIOPOWER es la solución ideal para una colocación precisa y sin tirones del implante.

IMPLANTOLOGÍA

Controlada por el BIOPOWER, la combinación del nuevo micromotor MX-i y el contra-ángulo CA 20:1 le ofrece la mejor tecnología giratoria para todas sus intervenciones de implantología.

Acoplado al micromotor MX-i, el contra-ángulo CA 20:1 (también disponible en versión Kirschner/Meyer y Micro-Series) garantiza una estabilidad de la velocidad inigualable para intervenciones precisas y sin tirones. La pieza de mano para implantología más duradera del mercado*, el contra-ángulo CA 20:1 cuenta con un sistema de irrigación interna exclusivo.


Por tanto, no le molestará el tubo de irrigación, ya que tiene el instrumento en la mano. Con estas facilidades, sus procedimientos se pueden realizar con toda confianza.



* Según los ensayos efectuados en el laboratorio de investigación de Bien-Air Dental, el sistema de accionamiento del contra-ángulo CA 20:1 ha sido optimizado para soportar más de 1600 intervenciones a 70 Ncm. De ello resulta una vida útil considerablemente prolongada.

IMPLANTOLOGY
motor system

PURE SIMPLICITY



SWISS  MADE



NEW BIOPOWER

- ✓ Navegación intuitiva
un único botón giratorio de control
- ✓ Contra-ángulo con luz CA 20:1 L Micro-Series
2 años de garantía
- ✓ Micromotor MX-i LED con rodamientos de cerámica
3 años de garantía
- ✓ Par máximo 70 Ncm


NEW

BIOPOWER

BIOPOWER con 1 Contra-ángulo CA 20:1 L

1 X SET BIOPOWER

REF 1700784-001



Pack:

- 1 x Consola BIOPOWER
- 1 x Contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x Micromotor MX-i LED 3rd Gen, 3 años de garantía
- 1 x Cable MX-i LED 3rd Gen
- 1 x Pedal
- 1 x Soporte de pieza de mano
- 5 x Líneas de irrigación
- 2 x Láminas de protección estériles
- 10 x Retenedores de fijación para línea de irrigación

INSTRUMENTOS

CONTRA-ÁNGULO CON LUZ CA 20:1 L

1 X CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L MICRO-SERIES
REF 1600692-001



- Tecnología de riego externo patentada
- Cable de fibra óptica multinúcleo de vidrio
- Alta resistencia a la corrosión

MOTOR MX-i

(PARA EL NUEVO BIOPOWER)


1 x MICROMOTOR MX-i LED 3rd GEN
REF 1601008-001



CABLE PARA EL BIOPOWER

(PARA EL NUEVO BIOPOWER)

1 x CABLE MX-i LED 3rd GEN
REF 1601009-001




SWISS  MADE

ACCESORIOS

RETENEDORES DE FIJACIÓN PARA LÍNEA DE IRRIGACIÓN

10 x RETENEDORES DE FIJACIÓN PARA LÍNEA DE IRRIGACIÓN
REF 1307727-010



LÍNEAS DE IRRIGACIÓN

10 x LÍNEAS DE IRRIGACIÓN
REF 1500984-010



Conjunto de 10 líneas de irrigación solo uso estéril

PELÍCULAS PROTECTORAS ESTÉRILES

10 X PELÍCULAS PROTECTORAS ESTÉRILES PARA CHIROPRO 3RD GEN
REF 1502329-010



Juego de 10 películas protectoras estériles para un solo uso



PURE SIMPLICITY

NEW

BIOPOWER

Fabricado por: Bien-Air Dental SA - Länggasse 60; CH- 2504 Bienne; Suiza. Distribuido por: Biotech Dental S.A.S.
Productos sanitarios marcados CE0123 clase IIa para implantología dental reservados para profesionales sanitarios cualificados y formados.
Biopower es una marca bajo la responsabilidad de Biotech Dental. Leer atentamente las instrucciones.
Biotech Dental - S.A.S con capital de 24.866.417 € - Registro mercantil Salon de Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - N.º IVA: FR 31 79 500 13 04.
Imágenes no contractuales. No tirar a la vía pública. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.

