

BIOTECH DENTAL
IMPLANTS

x

 **spidergraft®**



SPIDERGRAFT

Asegura tu espacio de regeneración
ósea en torno al implante*



BIOTECH DENTAL
GROUP

Una regeneración periimplantaria simple*


SpiderGraft está diseñado para dar soporte a los procedimientos de aumento óseo al colocar el implante. Su estructura con múltiples brazos permite un manejo fácil asegurando el espacio para la neoformación ósea.

- ✓ **Brazos flexibles** para ajustarse con precisión a los defectos.
- ✓ **Mantiene el espacio** para promover una regeneración efectiva*.
- ✓ **Excelente sellado bacteriano** pilar/implante.
- ✓ **Compatible** con la conexión STSystem®.
- ✓ **Disponible en tres alturas** para cubrir las necesidades clínicas.

'Integración flexible de los procedimientos quirúrgicos existentes'



'Colocación del implante y biomateriales en la misma intervención'



*Es importante señalar que una regeneración efectiva también depende del procedimiento quirúrgico, el biomaterial, el manejo de los tejidos blandos y factores propios del paciente.

Diseño elegante para mantener el espacio

Fundamental para la nueva formación ósea

1

3 alturas para mayor flexibilidad



KSGVL15
1,5mm




KSGVL25
2,5mm



KSGVL35
3,5mm

'Mantiene los intercambios, respeta los tejidos'



'Facilita la rigidez para mantener el espacio'

2

Asegura la estabilidad biomecánica

- Los brazos de titanio promueven la rigidez necesaria para estabilizar el crecimiento óseo:
- Limita micromovimientos
 - Protege el injerto de la presión del tejido blando
 - Mantiene un espacio estable durante la cicatrización del hueso

3

Promotes essential biological exchanges

- Diseño optimizado:
- Intercambio vascular con el periostio
 - Previene la isquemia tisular
 - Reduce el contacto metal-tejido

Mejora la eficacia de tu biomaterial periimplantario



Se recomienda utilizar SpiderGraft con biomateriales de origen porcino y aloinjertos

SpiderGraft Kit

Destornillador

Para la trans fijación de SpiderGraft

Ref. 1032

Extractor de pilares

Para sujetar y extraer el SpiderGraft

Ref. Kex

Almacenamiento de SpiderGraft

Pinza Kelly

Para la modelación de los brazos

Ref. 100-7878

Pinzas con auto-sujeción

Para sujetar los pilares al posicionarlos en el implante

Ref. 2402

Ref. KSGKV
Proximamente

A detailed view of the SpiderGraft Kit components arranged in a black storage tray. The tray contains a screwdriver (Ref. 1032), a pillar extractor (Ref. Kex), a pair of Kelly forceps (Ref. 100-7878), and a pair of self-clenching forceps (Ref. 2402). There are also several small, pink, spider-like biomaterials stored in a row on the right side of the tray. The components are labeled with their respective names and reference numbers.



Conozca más sobre nuestros productos



Biotech Dental
305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France

Tel: (+34) 91 085 85 40

info-spain@biotech-dental.com
www.biotech-dental-spain.com
www.galaxybiotech.com