



SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS CLÍNICOS

BioscanHealer elimina la necesidad de retirar el pilar de cicatrización, simplifica el procedimiento y ahorra un tiempo valioso.




1 Colocación



2 Escaneado



3 Restauración



BIOTECH DENTAL
GROUP

Biotech Dental
305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - Francia

Tél.: +33 (0)4 90 44 60 60 | Fax: +33 (0)4 90 44 60 61

CustomerService@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com
www.galaxybiotech.com

BIOTECH DENTAL
IMPLANTS

X

BIOSCAN
HEALER



BIOSCAN
HEALER

SINCRONIZANDO LA CICATRIZACIÓN
CON EL PODER DIGITAL



BIOTECH DENTAL
GROUP

CREA UNA EMERGEN- CIA NATURAL DEL TEJIDO

Se ha simplificado el protocolo y se ha optimizado considerablemente el proceso para el paciente, logrando una experiencia más cómoda y eficiente.


DIGITALIZACIÓN INTEGRADA

BioscanHealer ha sido diseñado para proporcionar una precisión óptima.

6 alturas disponibles*

*según el diámetro

Fácil de identificar gracias a un sistema de puntos en la cara escaneable



Los puntos deben posicionarse en el lado palatino.




Superficie antirreflectante
fabricada en titanio anodizado y satinado

Posicionamiento supragingival >1.5mm
para impresiones de alta calidad

Perfil convexo
presión controlada sobre los tejidos conectivos para dar soporte a las papilas y márgenes gingivales.

Perfil cóncavo
junto con el platform switching, favorece el sellado.



4 diámetros disponibles


fácilmente identificables gracias a las diferentes variaciones de las superficies planas escaneables.

GAMA COMPLETA



0,7 mm 1,0 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm


Ø 4,0 mm



Ø 5,0 mm



Ø 6,5 mm



1,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm

Ø 3,0 mm



Librerías disponibles

info@biotech-dental-digital.com
+33 (0)4 65 84 46 56

