




**BIOTECH DENTAL
GROUP**

SINÓPTICO PROTÉSICO



COLOCACIÓN DE IMPLANTES



GH (AG)

Ø3.6 mm

Ø4.2 mm

Ø4.8 mm

Ø5.4 mm

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

20 mm
22 mm
24 mm

-
K3608
K3610
K3612
K3614
K3616

K3620
K3622
K3624

K4206
K4208
K4210
K4212
K4214
K4216

K4220
K4222
K4224

K4806
K4808
K4810
K4812
K4814
-

-
-
-

K5406
K5408
K5410
K5412
K5414
-

-
-
-

Transportadores de implante

CA
KMPICAC
KMPICAL
KMPICAXL

Manual
KMPIC
KMPIL
KMPIXL

30-50*
Ncm

Extractores de pilares

Moletado Manual (Torque)
KEX KEXC
KEXL KEXLC

CICATRIZACIÓN

Destornillador

CA
TCA
TCAL

Manual
1032
1032L

10
Ncm

Pilar de cicatrización estándar



Hg	Ø 3,6 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,5 mm
1 mm	KVC361	KVC401	KVC501	-
2 mm	KVC362	KVC402	KVC502	KVC652
3 mm	KVC363	KVC403	KVC503	KVC653
4 mm	KVC364	KVC404	KVC504	KVC654
5 mm	KVC365	KVC405	KVC505	KVC655

Pilar provisional



Hg	Ø 3,6 mm	Ø 4,5 mm
1 mm	KPP361	KPP451
2 mm	KPP362	KPP452
3 mm	KPP363	KPP453
4 mm	KPP364	KPP454
5 mm	KPP365	KPP455

INCLUYE TORNILLO KVP


BIOSCAN HEALER pilar de cicatrización escaneable



Hg	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,5 mm
0,7mm	KPBSh4007	-	-
1 mm	KPBSh4010	KPBSh5010	KPBSh6520
2 mm	KPBSh4020	KPBSh5020	KPBSh6530
3 mm	KPBSh4030	KPBSh5030	KPBSh6540
4 mm	KPBSh4040	KPBSh5040	KPBSh6550
5 mm	KPBSh4050	KPBSh5050	-

Pilar de cicatrización escaneable customizable SSA-GF

PARA EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE IMPLANTE EN SECTOR POSTERIOR



Ha-Hb	U Universal	MX molar maxilar	MD molar mandibular
2-4mm	KPSSA5020	KPSSAMX5020	KPSSAMD5020
4-6mm	KPSSA5040	KPSSAMX5040	KPSSAMD5040

INCLUYE TORNILLO KVP

PRÓTESIS ATORNILLADA

Destornillador

CA
TCA
TCAL

Manual
1032
1032L

20
Ncm

Destornillador CA

L18mm 43_618_201_01-2G
L24mm 43_624_201_01-2G
L32mm 43_632_201_01-2G

Adaptador CA en manual
534-1000235

20
Ncm

Ti-Base



GH (AG)	Ac	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
0,7 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM4007 KPCADCAM4007-L	KPCADCAM5007 KPCADCAM5007-L	-
1.0 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM4010 KPCADCAM4010-L	KPCADCAM5010 KPCADCAM5010-L	-
2.0 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM4020 KPCADCAM4020-L	KPCADCAM5020 KPCADCAM5020-L	KPCADCAM6520 KPCADCAM6520-L
3.0 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM4030 KPCADCAM4030-L	KPCADCAM5030 KPCADCAM5030-L	KPCADCAM6530 KPCADCAM6530-L
4.0 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM4040 KPCADCAM4040-L	KPCADCAM5040 KPCADCAM5040-L	KPCADCAM6540 KPCADCAM6540-L
5.0 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM4050 KPCADCAM4050-L	KPCADCAM5050 KPCADCAM5050-L	KPCADCAM6550 KPCADCAM6550-L

INCLUYE TORNILLO KVP

Ti-Base con tornillo angulado




GH (AG)	Ø4.0mm
1 mm	31_310_165_02-2G
2 mm	31_310_165_03-2G
3 mm	31_310_165_04_2G

GH (AG)	Ø5.0mm
1 mm	31_313_152_02_2G
2 mm	31_313_152_03_2G
3 mm	31_313_152_04_2G

INCLUYE TORNILLO 41_314_076_32_2G

Pilar sobremoldeado



GH (AG)	Ø4.0mm	Ø5.0mm
1 mm	KPSCC401	KPSCC501
2 mm	KPSCC402	KPSCC502
3 mm	KPSCC403	KPSCC503
4 mm	KPSCC404	KPSCC504
5 mm	KPSCC405	KPSCC505

INCLUYE TORNILLO KVP

IMPRESIONES

transfer PICK-UP



Corto
Largo

KTPI
KTPI L

transfer PICK-UP anatómico

GH (AG)	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
1 mm	KTPI401	KTPI501	-
2 mm	KTPI402	KTPI502	KTPI652
3 mm	KTPI403	KTPI503	KTPI653
4 mm	KTPI404	KTPI504	KTPI654
5 mm	KTPI405	KTPI505	KTPI655

transfer POP-UP



Corto
Largo

KTPO
KTPO L

transfer KLIP-UP



Corto
Largo

KTU
KTU L

Scanbody

BIBLIOTECAS
+33 (0)4 13 22 16 29



Corto
Largo

KPSCANP
KPSCANPLG

Destornillador

CA
TCA
TCAL

Manual
1032
1032L

10
Ncm

Análogo




ESTÁNDAR
KDI



DIGITAL
BIO/QB-AR-00/3D

COLOCACIÓN DE IMPLANTES



GH (AG)

Ø3.6 mm

Ø4.2 mm

Ø4.8 mm

Ø5.4 mm

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

-
K3608
K3610
K3612
K3614
K3616

K4206
K4208
K4210
K4212
K4214
K4216

K4806
K4808
K4810
K4812
K4814
-

K5406
K5408
K5410
K5412
K5414
-

20 mm
22 mm
24 mm

K3620
K3622
K3624

K4220
K4222
K4224

-
-
-

-
-
-

Transportadores de implante

CA

Manual

30-50*
Ncm

KMPICAC
KMPICAL
KMPICAXL

KMPIC
KMPIL
KMPIXL

Extractores de pilares

Moleteado

Manual (Torque)

KEX

KEXC

KEXL

KEXLC

PILAR CÓNICO Ø4.9

Manual

KMPE
KMPEM

20
Ncm



GH (AG) Recto

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KEC1
KEC2
KEC3
KEC4
KEC5

Destornillador

CA Manual

TCA 1032 TCAL 1032L

20
Ncm



GH (AG) 17°

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KEA172
KEA173
KEA174
KEA175



GH (AG) 30°

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KEA302
KEA303
KEA304
KEA305

INCLUYE TORNILLO KVP

PILAR CÓNICO Ø4.0

CA

Manual

20
Ncm

KTP09CAS
KTP09CA
KTP09CAL

KTP09S
KTP09
KTP09L



GH (AG) Recto

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KECE1
KECE2
KECE3
KECE4
KECE5



17°

4 mm



30°

4 mm

KEAE174

KEAE304

INCLUYE TORNILLO KVP

Roscado de tapa azul

CA

Manual

20
Ncm

KTP09CAS
KTP09CA
KTP09CAL

KTP09S
KTP09
KTP09L

CA

Manual

20
Ncm

TCA 1032 TCAL 1032L

1032 1032L

PRÓTESIS

Destornillador

CA Manual

TCA 1032 TCAL 1032L

20
Ncm

Pilar
calcinable

Pilar provisional
indexada

Ti-Base



Casquillo
de protección



EGH (AG)C

EGH (AG)P

KE-PP

INCLUYE TORNILLO EAVGC



Pilar
mixto

KECGM



Pilar de
titanio

KECGM-1



Ti-Base
Canal angulado

TIBASE : 31_322_231_01-2G
SCREW : 41_314_045_32-2G

INCLUYE TORNILLO KECGMV

PRÓTESIS

Destornillador

CA Manual


TCA 1032 TCAL 1032L

20
Ncm

Pilar
calcinable

Pilar
provisional

Ti-Base



KECEEH (AG)C

KECEPP

INCLUYE TORNILLO KECEEH (AG)P

KECEEAVGC

KECEEH (AG)P

INCLUYE TORNILLO KECEEAVGCNV



Pilar
mixto

KECEGM



Pilar de
titanio

KECEGM-1



Canal angulado
Ti-Base

TIBASE : 31_323_232_01-2G
SCREW : 41_316_045_32-2G

INCLUYE TORNILLO KECEEAVGC

IMPRESIONES

Destornillador

CA Manual

TCA 1032 TCAL 1032L

10
Ncm

Transfers
PICK-UP

Transfers
POP-UP

Scanbody

BIBLIOTECA
+33 (0)4 13 22 16 29

Análogos



EATPU

EATPO

KECSCANP

ESTÁNDAR

EAAP

DIGITAL
34_613_232_01-2G

IMPRESIONES

Destornillador

CA Manual

TCA 1032 TCAL 1032L

10
Ncm

Transfers
PICK-UP

Transfers
POP-UP

Scanbody

BIBLIOTECAS
+33 (0)4 13 22 16 29

Análogos



KECEEATPU

KCEEATPO


KECESCANP

ESTÁNDAR

KECEEAP

DIGITAL
34_612_231_01-02G

COLOCACIÓN DE IMPLANTES



GH (AG)

Ø3.6 mm

Ø4.2 mm

Ø4.8 mm

Ø5.4 mm

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

20 mm
22 mm
24 mm

-
K3608
K3610
K3612
K3614
K3616

K3620
K3622
K3624

K4206
K4208
K4210
K4212
K4214
K4216

K4220
K4222
K4224

K4806
K4808
K4810
K4812
K4814
-

-
-
-

K5406
K5408
K5410
K5412
K5414
-

-
-
-

Transportadores de implantes

CA

KMPICAC
KMPICAL
KMPICAXL

Manual

KMPIC
KMPIL
KMPIXL

30-50*
Ncm

Extractores de pilares

Maleteado Manual (Torque)

KEX

KEXC

KEXL

KEXLC

CICATRIZACIÓN

Destornillador

CA

TCA
TCAL

Manual

1032
1032L

10
Ncm

Pilares de cicatrización estándar



GH (AG)

Ø3.6mm

Ø4.0mm

Ø5.0mm

Ø6.5mm

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KVC361
KVC362
KVC363
KVC364
KVC365

KVC401
KVC402
KVC403
KVC404
KVC405

KVC501
KVC502
KVC503
KVC504
KVC505

-
KVC652
KVC653
KVC654
KVC655

PILARES CEMENTADOS FESTONADOS

Destornillador

CA

TCA
TCAL

Manual

1032
1032L

20
Ncm




Pilares estándar rectos



Pilares estándar angulados 7.5°

	Ha - Hb	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KP401	KP501	KP651
	1.85 - 2.6 mm	KP402	KP502	KP652
	2.85 - 3.6 mm	KP403	KP503	KP653
	3.85 - 4.6 mm	KP404	KP504	KP654
	4.85 - 5.6 mm	KP405	KP505	KP655
NO INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KP401NI	KP501NI	KP651NI
	1.85 - 2.6 mm	KP402NI	KP502NI	KP652NI
	2.85 - 3.6 mm	KP403NI	KP503NI	KP653NI
	3.85 - 4.6 mm	KP404NI	KP504NI	KP654NI
	4.85 - 5.6 mm	KP405NI	KP505NI	KP655NI

	Ha - Hb	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KPA75401	KPA75501	KPA75651
	1.85 - 2.6 mm	KPA75402	KPA75502	KPA75652
	2.85 - 3.6 mm	KPA75403	KPA75503	KPA75653
	3.85 - 4.6 mm	KPA75404	KPA75504	KPA75654
	4.85 - 5.6 mm	KPA75405	KPA75505	KPA75655
NO INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KPA75401NI	KPA75501NI	KPA75651NI
	1.85 - 2.6 mm	KPA75402NI	KPA75502NI	KPA75652NI
	2.85 - 3.6 mm	KPA75403NI	KPA75503NI	KPA75653NI
	3.85 - 4.6 mm	KPA75404NI	KPA75504NI	KPA75654NI
	4.85 - 5.6 mm	KPA75405NI	KPA75505NI	KPA75655NI



Pilares estándar angulados 15°



Pilares estándar angulados 22°

	Ha - Hb	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KPA150401	KPA150501	KPA150651
	1.85 - 2.6 mm	KPA150402	KPA150502	KPA150652
	2.85 - 3.6 mm	KPA150403	KPA150503	KPA150653
	3.85 - 4.6 mm	KPA150404	KPA150504	KPA150654
	4.85 - 5.6 mm	KPA150405	KPA150505	KPA150655
NO INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KPA150401NI	KPA150501NI	KPA150651NI
	1.85 - 2.6 mm	KPA150402NI	KPA150502NI	KPA150652NI
	2.85 - 3.6 mm	KPA150403NI	KPA150503NI	KPA150653NI
	3.85 - 4.6 mm	KPA150404NI	KPA150504NI	KPA150654NI
	4.85 - 5.6 mm	KPA150405NI	KPA150505NI	KPA150655NI

	Ha - Hb	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KPA220401	KPA220501	KPA220651
	1.85 - 2.6 mm	KPA220402	KPA220502	KPA220652
	2.85 - 3.6 mm	KPA220403	KPA220503	KPA220653
	3.85 - 4.6 mm	KPA220404	KPA220504	KPA220654
	4.85 - 5.6 mm	KPA220405	KPA220505	KPA220655
NO INDEXADOS	0.85 - 1.35 mm	KPA220401NI	KPA220501NI	KPA220651NI
	1.85 - 2.6 mm	KPA220402NI	KPA220502NI	KPA220652NI
	2.85 - 3.6 mm	KPA220403NI	KPA220503NI	KPA220653NI
	3.85 - 4.6 mm	KPA220404NI	KPA220504NI	KPA220654NI
	4.85 - 5.6 mm	KPA220405NI	KPA220505NI	KPA220655NI

INCLUYE TORNILLO KVP

IMPRESIONES

transfer
PICK-UP



Corto
Largo

KTPI
KTPIIL

transfer
PICK-UP
anatómico

GH
(AG)

Ø4.0mm

Ø5.0mm

Ø6.5mm

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KTPI401
KTPI402
KTPI403
KTPI404
KTPI405

KTPI501
KTPI502
KTPI503
KTPI504
KTPI505

-
KTPI652
KTPI653
KTPI654
KTPI655



transfer
POP-UP



Corto
Largo

KTPO
KTPOL

transfer
KLIP-UP



Corto
Largo

KTU
KTUL

Scanbody

BIBLIOTECAS
+33 (0)4 13 22 16 29



Corto
Largo


KPSCANP
KPSCANPLG

Análogo



KDI BIO/QB-AR-00/3D

IMPLANT PLACEMENT



GH (AG)

Ø3.6 mm

Ø4.2 mm

Ø4.8 mm

Ø5.4 mm

6 mm	-
8 mm	K3608
10 mm	K3610
12 mm	K3612
14 mm	K3614
16 mm	K3616
20 mm	K3620
22 mm	K3622
24 mm	K3624

K4206
K4208
K4210
K4212
K4214
K4216
K4220
K4222
K4224

K4806
K4808
K4810
K4812
K4814
-
-
-
-

K5406
K5408
K5410
K5412
K5414
-
-
-
-

Colocación de implantes

CA	Manual
KMPICAC	KMPIC
KMPICAL	KMPIL
KMPICAXL	KMPIXL

30-50*
Ncm

Extractores de pilares

Maletado	Manual (Torque)
KEX	KEXC
KEXL	KEXLC

CICATRIZACIÓN

Pilares
de cicatrización
estándar



GH (AG)

Ø3.6mm

Ø4.0mm

Ø5.0mm

Ø6.5mm

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KVC361
KVC362
KVC363
KVC364
KVC365

KVC401
KVC402
KVC403
KVC404
KVC405

KVC501
KVC502
KVC503
KVC504
KVC505

-
KVC652
KVC653
KVC654
KVC655

Destornillador	Manual
CA	1032
TCA	1032L

10
Ncm

PILARES CEMENTADOS NO FESTONADOS

Destornillador	Manual
CA	1032
TCA	1032L

20
Ncm



Pilares
estándar rectos



Pilares estándar
angulados 7.5°

	GH (AG)	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	1.0 mm	KPST401	KPST501	KPST651
	2.0 mm	KPST402	KPST502	KPST652
	3.0 mm	KPST403	KPST503	KPST653
	4.0 mm	KPST404	KPST504	KPST654
	5.0 mm	KPST405	KPST505	KPST655

	GH (AG)	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	1.0 mm	KPSTA75401	KPSTA75501	KPSTA75651
	2.0 mm	KPSTA75402	KPSTA75502	KPSTA75652
	3.0 mm	KPSTA75403	KPSTA75503	KPSTA75653
	4.0 mm	KPSTA75404	KPSTA75504	KPSTA75654
	5.0 mm	KPSTA75405	KPSTA75505	KPSTA75655



Pilares estándar
angulados 15°



Pilares estándar
angulados 22°

	GH (AG)	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	1.0 mm	KPSTA150401	KPSTA150501	KPSTA150651
	2.0 mm	KPSTA150402	KPSTA150502	KPSTA150652
	3.0 mm	KPSTA150403	KPSTA150503	KPSTA150653
	4.0 mm	KPSTA150404	KPSTA150504	KPSTA150654
	5.0 mm	KPSTA150405	KPSTA150505	KPSTA150655

	GH (AG)	Ø4.0mm	Ø5.0mm	Ø6.5mm
INDEXADOS	1.0 mm	KPSTA220401	KPSTA220501	KPSTA220651
	2.0 mm	KPSTA220402	KPSTA220502	KPSTA220652
	3.0 mm	KPSTA220403	KPSTA220503	KPSTA220653
	4.0 mm	KPSTA220404	KPSTA220504	KPSTA220654
	5.0 mm	KPSTA220405	KPSTA220505	KPSTA220655

INCLUYE TORNILLO KVP

IMPRESIONES

transfer
PICK-UP



Corto
Largo

KTPI
KTPIIL

transfer
PICK-UP
Anatómico

GH
(AG)

Ø4.0mm

Ø5.0mm

Ø6.5mm

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KTPI401
KTPI402
KTPI403
KTPI404
KTPI405

KTPI501
KTPI502
KTPI503
KTPI504
KTPI505

-
KTPI652
KTPI653
KTPI654
KTPI655



transfer
POP-UP



Corto
Largo

KTPO
KTPOL

transfer
KLIP-UP



Corto
Largo

KTU
KTUL

Scanbody

BIBLIOTECAS
+33 (0)4 13 22 16 29



Corto
Largo

KPSCANP
KPSCANPLG

Análogo



ESTÁNDAR



DIGITAL

KDI
BIO/QB-AR-00/3D

COLOCACIÓN DE IMPLANTES



GH (AG)

Ø3.6 mm

Ø4.2 mm

Ø4.8 mm

Ø5.4 mm

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

-
K3608
K3610
K3612
K3614
K3616

K4206
K4208
K4210
K4212
K4214
K4216

K4806
K4808
K4810
K4812
K4814
-

K5406
K5408
K5410
K5412
K5414
-

20 mm
22 mm
24 mm

K3620
K3622
K3624

K4220
K4222
K4224

-
-
-

-
-
-

Transportadores de implantes

CA

Manual

KMPICAC
KMPICAL
KMPICAXL

KMPIC
KMPIL
KMPIXL

30-50*
Ncm

Extractores de pilares

Maleteado

Manual (Torque)

KEX

KEXC

KEXL

KEXLC

CICATRIZACIÓN

Pilar de cicatrización
estándar



GH (AG)

Ø3.6mm

Ø4.0mm

Ø5.0mm

Ø6.5mm

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KVC361
KVC362
KVC363
KVC364
KVC365

KVC401
KVC402
KVC403
KVC404
KVC405

KVC501
KVC502
KVC503
KVC504
KVC505

-
KVC652
KVC653
KVC654
KVC655

Destornillador

CA

Manual

TCA
TCAL

1032
1032L

10
Ncm


KBALL

Destornillador

CA Manual

TCA 1032
TCAL 1032L

20
Ncm



GH (AG)

Recto

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

KBALL1
KBALL2
KBALL3
KBALL4
KBALL5



Casquillo
hembra
metálico



Disco de
protección

Cofias
de nylon



Ø4.2
mm
900 g
Ø4.2
mm
500 g

Anillos
direccionales

Aseguran un mínimo de espaciado de
1.2mm y corrigen disparalelismos



0° BLANCO



7° VERDE



14° ROJO


Kit Sphero - Block
092CCA

LOCATOR

Torque 3-1

8393

20
Ncm



GH (AG)

Recto

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

Ø1792
Ø1793
Ø1794
Ø1795
Ø1796
Ø1797



GH (AG)

Recto

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

KLOC1JF
KLOC2JF
KLOC3JF
KLOC4JF
KLOC5JF
KLOC6JF



Casquillo metálico
(Anclaje hembra)
x 2



Espaciador
8514 x 20

Tapones de nailon



Manguito
de trabajo

Eje de corrección
[0-20°]



2,270 g
8524



1,360 g
8527



680 g
8529



Locator para
pilar cónico
08909-2
x 2

Para corregir disparalelismos
con pilares cónicos Ø4.9mm

Corrección de eje
>20°



907 g
8515




680 g
8547



260 g
8548

Pack de retención hembra
8519-2



Torque 3-1
8393

IMPRESIONES

Análogo



ESTÁNDAR
KDBALL

IMPRESIONES

Transfer



8505
x 2

Análogo



ESTÁNDAR
8530
x 4

COLOCACIÓN DE IMPLANTES



K3010
10 mm



K3012
12 mm



K3014
14 mm

Transportadores de implantes

CA Manual
K30MPICA K30MPI



Extractores de pilares

Maleteado Manual
K30EX K30EXC
K30EXL K30EXLC

CICATRIZACIÓN

Destornillador

CA Manual
TCA 1032
TCAL 1032L



Destornillador

CA Manual
TCA 1032
TCAL 1032L




Pilar de cicatrización estándar



GH (AG)	Ø3.8 mm
1.5 mm	K30VC
3 mm	K30VC3
4 mm	K30VC4
5 mm	K30VC5

Pilar provisional



GH (AG)	Ø3.8 mm
1.5 mm	K30PP
3 mm	K30PP3
4 mm	K30PP4
5 mm	K30PP5


INCLUYE TORNILLO K30VP

PRÓTESIS ATORNILLADA

Destornillador
CA Manual
TCA 1032
TCAL 1032L



Ti-Base



GH (AG)	CH	
1.5 mm	4 mm 5.5 mm	K30PCADCAM15 K30PCADCAM15-L
3 mm	4 mm 5.5 mm	K30PCADCAM30 K30PCADCAM30-L
4 mm	4 mm 5.5 mm	K30PCADCAM40 K30PCADCAM40-L
5 mm	4 mm 5.5 mm	K30PCADCAM50 K30PCADCAM50-L

INCLUYE TORNILLO K30VP

PRÓTESIS CEMENTADA

Destornillador
CA Manual
TCA 1032
TCAL 1032L



Pilar recto

GH (AG)	No festoneado	festoneado	Pilar de prueba
1.5 mm	K30PST	K30P	K30PJF
3 mm	K30PST3	K30P3	K30PJF3
4 mm	K30PST4	K30P4	K30PJF4
5 mm	K30PST5	K30P5	K30PJF5

Pilar angulado 7.5°

GH (AG)	No festoneado	festoneado	Pilar de prueba
1.5 mm	K30PSTA75	K30PA75	K30PAJF75
3 mm	K30PSTA753	K30PA753	K30PAJF753
4 mm	K30PSTA754	K30PA754	K30PAJF754
5 mm	K30PSTA755	K30PA755	K30PAJF755

Pilar angulado 15°

GH (AG)	No festoneado	festoneado	Pilar de prueba
1.5 mm	K30PSTA150	K30PA150	K30PAJF150
3 mm	K30PSTA1503	K30PA1503	K30PAJF1503
4 mm	K30PSTA1504	K30PA1504	K30PAJF1504
5 mm	K30PSTA1505	K30PA1505	K30PAJF1505

INCLUYE TORNILLO K30VP

IMPRESIONES

transfer PICK-UP



Corto K30TPI
Largo K30TPIL

transfer PICK-UP
Anatómico



GH (AG)	
1.5mm	K30TPI5
3mm	K30TPI30
4mm	K30TPI40
5mm	K30TPI50

transfer POP-UP



K30TPO
Tapones x5 KCAP5

transfer KLIP-UP



K30TU

Scanbody

BIBLIOTECAS
+33 (0)4 13 22 16 29



Corto K30PSCANP
Largo K30PSCANPLG

Destornillador

CA Manual
TCA 1032
TCAL 1032L



Análogo



K30DI



34_610_164_01-2G



BIOTECH DENTAL GROUP



Biotech Dental
305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France

Tel.: +33 (0)4 90 44 60 60 | Fax: +33 (0)4 90 44 60 61

CustomerService@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com
www.galaxybiotech.com